

MISCELATORI PER ACQUA CALDA SANITARIA DA 1/2" A 2" TELEGESTIBILI

MAS 6..7/T

GENERALITA'

- Unità compatta adatta alla regolazione della temperatura a punto fisso nei circuiti di distribuzione dell'acqua calda sanitaria telegestibile via modbus
- Per il commissioning del dispositivo, utilizzare il software MASInterface disponibile previa registrazione, cliccando su scheda tecnica

Sigla	DN pollici	mm.	Portata l/min. (¹)	Kvs(²) m³/h	Campo di taratura	Scheda tecnica
MAS 615/T	1/2"	15	40	2,5	30 ... 70 °C	–
MAS 620/T	3/4"	20	70	5	30 ... 70 °C	–
MAS 625/T	1"	25	130	9	30...70 °C	–
MAS 632/T	1 1/4"	32	180	13,5	30 ... 70 °C	–
MAS 740/T	1"1/2	40	270	19,2	30...70 °C	–
MAS 750/T	2"	50	390	28,9	30...70 °C	–
TMS 700						–

ACCESSORI

Sigla	Descrizione
TMT 500	
TMT 600	